

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Baia de Lavagem

PROHS®



Baia de Lavagem

Destina-se à lavagem e desinfeção das mãos e antebraços dos profissionais da saúde.

Baia de Lavagem - ST

Características Técnicas

- Construído em aço Inoxidável AISI 304.
- Corpo de lavagem construído com superfícies curvas.
- Funcionamento de torneiras automáticas através de fotocélulas.
- Modelos com 1, 2 ou 3 torneiras.

Marca	Modelo	Dimensões (mm)
		L. x P. x A.
Prohs	1P-ST	750 x 550 x 950
	2P-ST	1500 x 550 x 950
	3P-ST	2000 x 550 x 950

Pode ser produzido em diferentes dimensões.



Baia de Lavagem - ST


Baia de Lavagem - MR

Características Técnicas

- Construído em aço Inoxidável AISI 304.
- Corpo de lavagem construído com superfícies rectas.
- Funcionamento de torneiras automaticamente através de pilha.
- Modelos com 1, 2 ou 3 torneiras.

Marca	Modelo	Dimensões (mm)
		L. x P. x A.
Prohs	1P-MR	750 x 550 x 915
	2P-MR	1500 x 550 x 915
	3P-MR	2000 x 550 x 915

Pode ser produzido em diferentes dimensões.



Baia de Lavagem - MR

Accessórios

- Escova de suporte

Opções

- Dispensador de sabão
- Suporte de apoio

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.