

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| **T** | +351 229 059 170
| **F** | +351 229 015 900
| **E** | prohs@prohs.pt
| **W** | www.prohs.pt

Carro Multi-Usos / Processos



Carro Multi-Usos / Processos

Destina-se ao transporte de diversos.



Carro Multi-Usos

Características Técnicas

- Construído em aço Inoxidável AISI 304.
- Prateleiras lisas ou amadas.
- Dimensões (LxPxA): 500 x 850 x 900mm

Pode ser produzido em diferentes dimensões.



Carro Processos

Características Técnicas

- Construído em aço Inoxidável AISI 304.
- Dois cestos em arame.
- Fácil manuseamento.
- Dimensões (LxPxA): 600x415x820mm

Pode ser produzido em diferentes dimensões.

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.