

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Stérilisateur Vertical SA

CE 1155 PED

PROHS®



Stérilisateur Vertical SA



Les stérilisateur verticaux ont comme base de sont fonctionnement, la complète élimination de tous les microorganismes vivants, par le contrôle de la température et la pression.

À travers d'un transfert rapide et uniforme de la chaleur, le stérilisateur Vertical PROHS a été spécialement conçus pour une utilisation dans un environnement dynamique et convivial.

Caractéristiques Techniques

- Chambre et habillage fabriqué en acier inoxydable AISI 316.
- Structure externe en acier inox AISI 304.
- Couverture supérieur manuel, fermé hermétiquement par poignés et joints en silicone.
- L'utilisateur doit introduire les paramètres de température et de temps manuellement, avant chaque cycle.
- Affichage simple fournissant une interface simple et intuitive.
- Le chauffage est réalisé par des éléments chauffants électriques.
- Le séchage est effectué par le vide, faite par choc thermique sur toute l' hauteur de la chambre, réalisant ainsi un séchage rapide et efficace.
- Il est utilisé un purgeur thermostatique pour parvenir l'élimination automatique des condensats de vapeur à l'intérieur de la chambre.

Modèle	Capacité Util (litros)	Dimensions Utiles (mm)	Dimensions Extérieures largeur x prof. x haut (mm)	Pouvoir
PROHS EV-75 SA	60	Diâm. 400 x 600	717 x 660 x 940	7500 W
PROHS EV-100 SA	85	Diâm. 400 x 800	810 x 660 x 1035	7500 W
PROHS EV-150 SA	120	Diâm. 500 x 800	810 x 760 x 1035	9000 W

Certification

Directiva 2014/68/UE
EN13445:2009

Accessoires et Options

- Paniers de chargement en acier inoxydable
- Raccordement à l'eau traité

Connexions Externes

- Alimentation électrique: 3~400V / 50Hz
- Eau: 1/2" - 2 à 6 Bar ($\times 10^5$ Pa)
- Égout: 3/4" - Matériel résistant à la temperature

Programmes / Cycles Type

- Le Stérilisateur permet que l'utilisateur programme les cycles de stérilisation standards d'accord avec les différents variables de température et temps:
- Plage de température: 100°C-136°C
 - Intervalle de temps: 1-30 minutes

En cas d'améliorèrent et développement du produit , Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.