

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| **T** | +351 229 059 170
| **F** | +351 229 015 900
| **E** | prohs@prohs.pt
| **W** | www.prohs.pt

Racks



Racks

Équipement que se destine au magasin de stérilisés de la Central de Stérilisation.

Permet le correct magasinage du matériel stérilisé.



Rack Mural

Caractéristiques Techniques

- Totalemment construit en Acier Inoxydable AISI 304L.
- Installé sur les murs du bâtiment.
- Système spécial pour encaissement des paniers avec le matériel stérilisé.
- Dimensions (hauteur x épaisseur): 2000 x 50 mm

Peut être fabriqué en autres dimensions.



Rack Central

Caractéristiques Techniques

- Totalemment construit en Acier Inoxydable AISI 304L.
- Avec une structure que permet placer les paniers dans les deux côtés.
- Système spécial en treillis pour encaissement des paniers
- Permet le stockage des paniers avec différentes mesures.
- Dimensions (largeur x hauteur): 1700 x 2000 mm (modèle 3 sections)

Peut être fabriqué en autres dimensions.

Options

- Roues giratoire avec ou sans frein.

En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.