

**PROHS** Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

**Rua do Castanhal, 316**  
Z. Industrial Maia I Sector II  
Apartado 6019 EC Outeiro  
4476-908 **Maia — Portugal**

**| T |** +351 229 059 170  
**| F |** +351 229 015 900  
**| E |** [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
**| W |** [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)

# Passbox Hermética

**PROHS®**



# Passbox Hermética



Passbox Hermética

A Passbox Hermética permite a transferência de materiais entre salas sem nunca comprometer a esterilidade do ambiente da sala limpa.

Devido à sua hermeticidade, destaca-se como uma ótima opção para ambientes hospitalares, laboratoriais e farmacêuticos, com maior exigência de biossegurança.



Passbox Hermética Ventilada c/ UV

## Características Técnicas

- Construído em aço inoxidável AISI 304.
- Capaz de trabalhar entre pressões com diferencial até 100 Pa.
- Interface de LED simples e intuitivo.
- Sistema eletromagnético duplo de bloqueio das portas, impedindo a sua abertura em simultâneo.
- Dobradiças exteriores em inox, permitindo uma abertura das portas a 180°.

## Modelo

## Dimensões Passbox Hermética (PH)

	Interiores			Exteriores		
	Largura	Prof.	Altura	Largura	Prof.	Altura
PROHS PH-300	300	500	300	549	480	473
PROHS PH-400	400	500	400	649	480	573
PROHS PH-500	500	500	500	749	580	673
PROHS PH-600	600	600	600	849	680	773
PROHS PH-700	700	700	700	949	780	873
PROHS PH-800	800	800	800	1049	880	973
PROHS PH-900	900	900	900	1149	980	1073

## Certificação

Directiva 2006/95/CE

## Acessórios e Opções

- Disponível por medida
- Construção em aço inoxidável AISI 316 L
- Incorporação de Kit de desinfecção UVC
- Sistema de ventilação
- Inclusão de filtros específicos mediante pedido

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.