

# Etagères



# Etagères

Pour le magasinage du matériel stérilisé, emballé en paniers, boîtes conteneurs, etc.

Peuvent être utilisés en divers services de l'hôpital.



## Etagères avec rayons en tôle

### Caractéristiques Techniques

- Totalemment construit en acier inox AISI 304 L.
- Avec 5 rayons en tôle.
- Finition brossée.
- Léger.
- Facile arrangement et accès.
- Pieds ajustables pour adéquation aux surfaces.
- Dimensions (LxPxH): 900 x 400 x 2000mm

**Peut être fabriqué en autres dimensions**

### Option

- Ajuster des rayons en hauteur.



## Etagères de Rayons en Fil d'Acier

### Caractéristiques Techniques

- Totalemment construit en acier inox AISI 304 L.
- Avec 5 rayons en barreau d'acier inox.
- Finition grenaillé.
- Léger.
- Facile arrangement et accès.
- Pieds ajustables pour adéquation aux surfaces.
- Dimensions (LxPxH): 900 x 400 x 2000mm

**Peut être fabriqué en autres dimensions**

### Option

- Quatre roues tournantes, deux desquelles avec arrêtoir.

En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.