

Estantes



Estantes

Destinam-se ao armazenamento de material esterilizado, acondicionado em cestos, caixas, contentores, etc. Podem ser utilizadas em diversos serviços do hospital.



Estante de Prateleiras em Chapa

Características Técnicas

- Totalmente construída em aço inoxidável AISI 304L.
- Com 5 prateleiras em chapa.
- Acabamento escovado.
- Leve.
- Fácil arrumação e acesso.
- Pés niveladores para adequação às superfícies.
- Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 2000mm

Pode ser produzido em diferentes dimensões.

Opção

- Ajuste das prateleiras em altura.



Estante de Prateleiras Aramadas

Características Técnicas

- Totalmente construída em aço inoxidável AISI 304L.
- Com 5 prateleiras em varão inox.
- Acabamento granilhado.
- Leve.
- Fácil arrumação e acesso.
- Pés niveladores para adequação às superfícies.
- Dimensões (LxPxA): 900 x 400 x 2000mm

Pode ser produzido em diferentes dimensões.

Opção

- Quatro rodas giratórias, duas com travão.

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.