

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt


Casier / Support pour Basins de Lit

PROHS®



Casier / Support pour Basins de Lit

Casier / support murale pour magasinage de bassins de lit et urinoirs.




Casier pour bassins de lit

Caractéristiques Techniques

- Totalelement construit en acier Inox AISI 304 L.
- Capacité pour 6 bassins de lit.
- Dimensions (L x P x H): 800 x 400 x 620mm

Peut être fabriqué en autres dimensions.



Support pour bassins de lit

Caractéristiques Techniques

- Totalelement construit en acier Inox AISI 304 L.
- Capacité pour 6 bassins de lit et 6 urinoirs.
- Dimensions (L x P x H): 800 x 300 x 530mm

Peut être fabriqué en autres dimensions.

En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.