

PROHS Equipamento Hospitalar
e Serviços Associados, S.A.

Rua do Castanhal, 316
Z. Industrial Maia I Sector II
Apartado 6019 EC Outeiro
4476-908 **Maia — Portugal**

| T | +351 229 059 170
| F | +351 229 015 900
| E | prohs@prohs.pt
| W | www.prohs.pt

Mesa de Preparação e Empacotamento

PROHS®



Mesa de Preparação e Empacotamento

As mesas de preparação e empacotamento, permitem o correto acondicionamento do material, como triagem, embalagem e selagem.

São especialmente desenvolvidas para as salas de esterilização.

Características Técnicas

- Construído em aço inoxidável AISI 304.
- Cobertura em chapa de 1,2 mm de espessura devidamente reforçada.
- Estrutura em tubo quadrado em aço inoxidável AISI 304, com pés reguláveis em altura.
- Prateleira superior, inclinada, para fácil acesso do operador.
- Prateleira inferior ao comprimento da bancada.
- Possibilidade de adaptar diversos acessórios:
Suporte para papel
Suporte para cestos
Gavetas, etc.
- Possibilidade de ser feito para dois postos de trabalho opostos.

Pode ser produzido em várias dimensões.



Mesa de Preparação - dois postos
2000 x 850 x 900mm



Mesa de Preparação Simples
2000 x 1000 x 900mm



Mesa de Preparação - um posto
1500 x 700 x 900mm

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.