

**PROHS** Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

**Rua do Castanhal, 316**  
Z. Industrial Maia I Sector II  
Apartado 6019 EC Outeiro  
4476-908 **Maia — Portugal**

**| T |** +351 229 059 170  
**| F |** +351 229 015 900  
**| E |** [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
**| W |** [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)

# Casier pour Instruments Chirurgicaux

**PROHS®**



# Casier pour Instruments Chirurgicaux



Les casiers pour instruments chirurgicaux se destinent au environnement hospitalier et pour aider les professionnels de santé dans l'arrangement des matériels et / ou instruments chirurgicaux.

## Caractéristiques Techniques

- Casiers totalement fabriqués en acier inox AISI 304, garantissant une élevée résistance.
- Portes coulissantes en inox ou verre.
- Les étagères amovibles peuvent être fabriquées en inox ou verre.

Marque	Dimensions (mm)		
	Largeur	Profondeur	Hauteur
PROHS	900	400	2000
	1200	400	
	900	500	
	1200	500	

Peut être fabriqué en autres dimensions.



## Options

- Etagères en verre
- Casiers avec roues
- Crochet de support pour les instruments chirurgicaux
- Portes pivotants



En cas d'amélioration et développement du produit, Prohs se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.