

**PROHS** Equipamento Hospitalar  
e Serviços Associados, S.A.

**Rua do Castanhal, 316**  
Z. Industrial Maia I Sector II  
Apartado 6019 EC Outeiro  
4476-908 **Maia — Portugal**

**| T |** +351 229 059 170  
**| F |** +351 229 015 900  
**| E |** [prohs@prohs.pt](mailto:prohs@prohs.pt)  
**| W |** [www.prohs.pt](http://www.prohs.pt)

# Armário para Instrumentos Cirúrgicos

**PROHS**®



# Armário para Instrumentos Cirúrgicos



Os Armários para Instrumentos Cirúrgicos destinam-se ao ambiente Hospitalar, auxiliando os profissionais da saúde na arrumação dos materiais e/ou instrumentos cirúrgicos.

## Características Técnicas

- Armários totalmente construídos em aço inoxidável AISI 304L, garantindo uma elevada resistência.
- As portas são deslizantes fabricadas em inox ou vidro.
- Prateleiras amovíveis fabricadas em inox ou vidro.

Marca	Dimensões (mm)		
	Largura	Profundidade	Altura
PROHS	900	400	2000
	1200	400	
	900	500	
	1200	500	

Pode ser produzido em diferentes dimensões.



## Opções

- Prateleiras em vidro.
- Instalado com rodas, pés ou rodapé.
- Gancho de suporte dos instrumentos cirúrgicos.
- Portas pivotantes.

Devido a desenvolvimento do produto, a PROHS reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

